



# TRATAMENTO — DA DOR —



**SURGICOL**

# Kit Cãnula com Irrigaçãõ e Aspiraçãõ para Endoscopia e Dissectomia Endomotion

REGISTRO ANVISA: 82209529261

O KIT CÃNULA COM IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA ENDOSCOPIA E DISSECTOMIA ENDOMOTION foi projetado para utilização em cirurgias minimamente invasivas de doenças de coluna, tais como dissecções percutâneas de disco e endoscopias de coluna.

Sua principal característica e diferencial está na possibilidade de fazer dissecções percutâneas de disco com a Cãnula Handmotion Core que possibilita fazer cirurgias sem utilização de nenhum equipamento conjugado. A cãnula de corte possui um cabo que em movimentos de fechar e abrir a mão, faz com que a ponta de corte da mesma gire nas duas direções, possibilitando corte e retirada de fragmentos de disco intervertebral ou fibroses com muita facilidade. Com a pinça endoscópica de corte, pode ser feito também endoscopias de disco intervertebral, tornando uma possibilidade múltipla de técnica cirúrgica a disposição do cirurgião.



Fabricante recomenda uso único  
ETO. Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO



**SURGICOL**



***SURGICOL***

Telefone/ Plantão 24h: 11 **4121-7004**

Rua Tiradentes, 75, 6º andar, Centro - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09780-000

 | [surgicol.com.br](http://surgicol.com.br)

 | [surgicol](https://www.instagram.com/surgicol)

 | [surgicol-importacao-e-exportacao](https://www.linkedin.com/company/surgicol-importacao-e-exportacao)