



TRATAMENTO — DA DOR —




SURGICOL

Kit Perc Plus Endo Protect

Distribuição
Exclusiva

O Kit Cânula Perc Plus Endo Protect é um conjunto cirúrgico descartável (Kit) que é indicado nos procedimentos de acesso e execução de procedimentos minimamente invasivos da Coluna Vertebral, por via endoscópica (Endoscopia da Coluna Vertebral), ou para Discectomias Percutâneas.

REGISTRO ANVISA: 82209529247



Apresentação do kit

- 1 CANULA DE ACESSO COM STOP 175 mm
- 1 OBTURADOR 185 mm
- 1 TREFINA 185 mm
- 1 CANULA DE PUNÇÃO 18G X 200 mm
- 1 FIO GUIA 1MM X 400mm
- 1 BROCA CORTANTE COM REVESTIMENTO
- 1 BROCA DIAMANTADA COM REVESTIMENTO
- 1 BROCA OVAL COM OU SEM PROTEÇÃO E COM REVESTIMENTO
- 1 PINÇA DE CORTE - Ø2,8 x 330 mm
- 1 EQUIPO DE IRRIGAÇÃO



SURGICOL



SURGICOL

Telefone/ Plantão 24h: 11 **4121-7004**

Rua Tiradentes, 75, 6º andar, Centro - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09780-000

 | surgicol.com.br

 | [surgicol](https://www.instagram.com/surgicol)

 | [surgicol-importacao-e-exportacao](https://www.linkedin.com/company/surgicol-importacao-e-exportacao)