

# LongArm

SISTEMA DE  
PARAFUSO  
PERCUTÂNEO



REGISTRO ANVISA: 80218010051



**SURGICOL**

# LongArm

SISTEMA DE  
PARAFUSO  
PERCUTÂNEO




## Sistema Minimamente Invasivo de Artrodese para Coluna

- Ressecção muscular mínima
- Tempo reduzido de operação
- Redução de perda sanguínea
- Melhor recuperação no pós-operatório

## Indicação

- Doença degenerativa do disco (DDD)
- Espondilolistese grave (Graus 3 e 4) das vértebras L5-S1
- Espondilolistese degenerativa
- Trauma
- Estenose espinal
- Deformidades ou curvaturas
- Tumor
- Pseudoartrose
- Falha na fusão anterior



**SURGICOL**

# LongArm

SISTEMA DE  
PARAFUSO  
PERCUTÂNEO

GS Medical

- Parafusos auto-macheantes com alto poder cortante.
- Parafusos poliaxiais de 05.0 à 08.5mm de 25 a 100mm.
- Parafuso com cabeça super estendida para utilização como torre de trabalho percutâneo. Após a fixação do parafuso essa extensão é removida, mantendo a integridade do parafuso.
- Parafuso canulado, conduzido por um fio guia de Nitinol que oferece maior segurança e agilidade no procedimento.




POSSIBILITA UMA MELHOR  
INSERÇÃO NO SISTEMA  
PERCUTÂNEO



BARRA CURVA PARA  
HASTE PRÉ-CURVADA  
05.5



**SURGICOL**



***SURGICOL***

Telefone/ Plantão 24h: 11 **4121-7004**

Rua Tiradentes, 75, 6º andar, Centro - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09780-000

 | [surgicol.com.br](http://surgicol.com.br)

 | [surgicol](https://www.instagram.com/surgicol)

 | [surgicol-importacao-e-exportacao](https://www.linkedin.com/company/surgicol-importacao-e-exportacao)