



# TRATAMENTO — DA DOR —




**SURGICOL**


# MODULATE

Kit ecogênico de bloqueio, estimulação e neuromodulação de nervos periféricos com posicionador radiopaco.

REGISTRO ANVISA: 81471639008



Cânulas de Bloqueio e Estímulo



Tela Radiopaca X-Tape



Torneira de 3 vias



## Características

Cânulas ecogênicas, sonovisíveis com estímulo para localização.

Cânulas com ponta trifacetada que causam menos lesão ao paciente.

Cânula com ponta ativa para neuromodulação de nervos periféricos.

Cânulas de neuromodulação com ponta ativa de 05 ou 10mm, permitindo uma área maior de tratamento.

Torneira de 3 vias para uso de medicamentos ou fármacos.

Tela radiopaca, X-Tape, para posicionamento de cânulas.

Material de uso único, estéril.

## Apresentação do kit

1 Cânula moduladora Modulate

1 Cânula de Bloqueio e Estímulo com Grove Sonovisível

1 Torneira 3 vias

1 Tela adesiva Radiopaca X-Tape



**SURGICOL**



***SURGICOL***

Telefone/ Plantão 24h: 11 **4121-7004**

Rua Tiradentes, 75, 6º andar, Centro - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09780-000

 | [surgicol.com.br](http://surgicol.com.br)

 | [surgicol](https://www.instagram.com/surgicol)

 | [surgicol-importacao-e-exportacao](https://www.linkedin.com/company/surgicol-importacao-e-exportacao)