



TRATAMENTO — DA DOR —




SURGICOL

SoleBlock

Bloqueio de dores crônicas em articulações e regiões vertebrais

REGISTRO ANVISA: 81471639005




Características

Fácil manuseio das cânulas.

Permite acesso para a aplicação de medicações analgésicas, anti-inflamatórias ou corticoides em nervos ou regiões afetadas pela dor.

Produto estéril e descartável, pronto para uso.

1 unidade cânula.



Tamanhos Disponíveis

18g	20g	21g	22g	23g
50mm	50mm	50mm	200mm	200mm
90mm	90mm	60mm	-	-
100mm	100mm	90mm	-	-
140mm	140mm	100mm	-	-
150mm	150mm	140mm	-	-
-	-	150mm	-	-



SURGICOL



SURGICOL

Telefone/ Plantão 24h: 11 **4121-7004**

Rua Tiradentes, 75, 6º andar, Centro - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09780-000

 | surgicol.com.br

 | [surgicol](https://www.instagram.com/surgicol)

 | [surgicol-importacao-e-exportacao](https://www.linkedin.com/company/surgicol-importacao-e-exportacao)