



EPISOL

CATETER
EPIDURAL
DIRIGÍVEL

REGISTRO ANVISA: 80218010054



SURGICOL



EPISOL

CATETER EPIDURAL DIRIGÍVEL

Chegou o Cateter Epidural Dirigível da GS Medical, o EPISOL

Projetado para aliviar dores nas costas através da administração de analgésicos e separação mecânica de fibroses.

Possui dispositivo de controle bidirecional que facilita o alcance e melhora os resultados do procedimento.

É uma solução que permite o acesso através do canal espinhal sendo muito preciso para alcançar o local exato da dor.

Indicado para procedimentos percutâneos realizados, o EPISOL oferece uma solução avançada para o tratamento da dor e a remoção de fibroses.

Vantagens do EPISOL

- **Minimamente Invasivo:**

O EPISOL permite procedimentos percutâneos que minimizam o trauma e o tempo de recuperação.

- **Alta Precisão:**

O design dirigível do EPISOL oferece controle excepcional, permitindo aos cirurgiões atingir áreas específicas com precisão e eficácia.

- **Tratamento Eficaz da Dor:**

Desenvolvido especialmente para o alívio da dor crônica e remoção de fibroses, o EPISOL melhora significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

- **Tecnologia Avançada:**

Incorporando as últimas inovações, o EPISOL garante procedimentos seguros, eficientes e menos invasivos.



SURGICOL

EPISOL

CATETER
EPIDURAL
DIRIGÍVEL




Composição

| Código | Modelo | Descrição | Quant. |
|--------|------------------------------|---|--------|
| GH1100 | EPISOL™ Cateter Dirigível | Diameter : 1.7mm Catheter Length : 300mm | 1EA |
| | Agulha | Medidor : 14G | 1EA |
| | Fio de guia | 0.5mm | 1EA |



SURGICOL



SURGICOL

Telefone/ Plantão 24h: 11 **4121-7004**

Rua Tiradentes, 75, 6º andar, Centro - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09780-000

 | surgicol.com.br

 | [surgicol](https://www.instagram.com/surgicol)

 | [surgicol-importacao-e-exportacao](https://www.linkedin.com/company/surgicol-importacao-e-exportacao)